

# Tristel Trio

Sistema de toallitas para  
Desinfección de Alto Nivel  
en 2 minutos

- Acción esporicida en 30 segundos.
- Sin diluciones ni cubetas.

# Tristel Trio

## Aplicaciones

- Nasoendoscopios.
- Fibroscopios rígidos y flexibles.
- Sondas transeofágicas.
- Sondas de ultrasonidos.
- Otros.

## Eficacia

- **Esporicida:** (EN14347)  
*Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*.
- **Micobactericida:** (EN14563, EN14348) *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium tuberculosis*.
- **Bactericida:** (EN14561, EN13727)  
*Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus faecium*, *Escherichia coli*, *Methicillin Resistente Staphylococcus aureus* (MRSA).
- **Hongos:** (EN14562, EN13624)  
*Candida albicans*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus brasiliensis*.
- **Virus:** (EN14476) *Poliovirus 1*, *Adenovirus 5*, *Murine Norovirus*, *Herpesvirus humano 1*, *Polyoma virus SV40*, *Vaccinia virus*. Hepatitis B, Hepatitis C, VIH Tipo 1.

## Presentaciones

- Pack 50 (x3) toallitas + activador.

## Esporicida en 30 segundos

El sistema de Toallitas Tristel Trio proporciona un ciclo de descontaminación completo, incluyendo **trazabilidad**, en cuestión de minutos. Es la manera más rápida, segura y eficaz de desinfectar el instrumental médico sin lumen y sensible al calor. Está basado en **Dióxido de Cloro**.

Recomendado en situaciones de **alta rotación del material** sin canales internos, cuando el instrumental no puede ser sumergido, o cuando las lavadoras-desinfectadoras de endoscopios, pilas, cubetas o fuentes de agua no se encuentran disponibles.

Tristel Trio incluye tres tipos de toallitas:

- **Toallitas para la limpieza:** impregnadas con un detergente trienzimático, eliminan todo tipo de residuos y materia orgánica.
- **Toallitas para la desinfección de Alto Nivel y espuma activadora**, generadoras de Dióxido de Cloro: eliminan las bacterias, los virus, los hongos y las esporas de la superficie del dispositivo médico en tan solo 30 segundos.
- **Toallitas para el aclarado:** son estériles, con agua desionizada y antioxidantes.

El sistema de toallitas Tristel Trio, está disponible con un sistema de trazabilidad manual (libro de trazabilidad).

CE  
2797  
Clase IIb.

