

VARIO DRY

El estimulador
de aire caliente para
pruebas vestibulares



Auténtico control
de parámetros para
mejores resultados

otopront®

VARIO DRY

El nistagmo calórico por irrigación en ambas oídos con aire caliente y frío es una parte integral de la examinación vestibular, comúnmente realizada en Otorrinolaringología (ORL). La prueba comparativa de calor requiere un control exacto y reproducible de todos los parámetros de los estímulos tal como cantidad de flujo de aire, temperatura y duración del estímulo. El VARIO DRY ha sido diseñado para satisfacer estos requerimientos.

El VARIO DRY proporciona un aire frío o caliente constante con la temperatura del flujo controlada electrónicamente. Un reloj digital asegura reproducibilidad exacta de los periodos de irrigación. El uso de aire como estímulo calórico ofrece la ventaja distintiva que la irrigación puede ser conducida en caso de una membrana timpánica perforada. Además, no es necesario un suministro de agua ni drenaje, lo cual le permite trabajar en cualquier parte.



El display giratorio te permite manejar el VARIO DRY a diferentes ángulos de vista.

Datos Técnicos

Flujo de aire	5 l/min
Temperatura del flujo de aire	27°C, 44°C, 38°C, frío, selección libre Vario
Despliegue de la temperatura	Digital, figuras luminosas
Resolución	0.5°C
Temperatura Mínima	Temperatura ambiente + 1°C
Periodo de irrigación	1 a 99 segundos, selección libre
Desviación de la Temperatura	< +/- 0.3°C
Alimentación	110-230 V, 50/60 Hz, 45 VA
Dimensiones	320 x 140 x 400mm (Largo x Alto x Ancho)
Peso	8 kg sin accesorios

Diseños y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Happersberger otopront GmbH

Fabricante de Equipos Médicos
D-65239 Hohenstein · Langgasse 90 · Alemania
Telf. +49-6120-9217-0 · Fax +49-6120-921760
www.otopront.com · info@otopront.com

otopront®